



Be Right™



Reactivos Chemkey de Ortofosfato, rango bajo (caja de 25)

de producto: 8636600
USD Precio: Contacto Hach

Reactivos Chemkey de Ortofosfato, rango bajo 0,20 - 4,00 mg/L PO₄. Para usar con SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA).

Especificaciones

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Cantidad: | Paquete de 25 |
| Parámetro: | Ortofosfato, rango bajo |
| Plataforma: | Chemkeys |
| Rango de medición: | 0,20 - 4,00 mg/L PO ₄ |