



Be Right™



## Solución estándar de conductividad, 12,88 mS/cm, KCl, 500 mL

# de producto: C20C250  
USD Precio: Contacto Hach  
Se envía dentro de 2 semanas

### Soluciones estándar de conductividad para análisis de laboratorio e in situ

Solución estándar de conductividad. 12,88 mS/cm  $\pm$  1 % a 25 °C, cloruro potásico (KCl) (0,1 M). Frasco de 500 mL.

#### Trazable con los materiales de referencia estándar de NIST

Ya sea en el laboratorio o in situ, es fundamental obtener resultados de confianza en las mediciones. La calidad de las soluciones estándar que se utilizan es muy importante.

#### Para su uso con la gama de medidores de Hach y de otros fabricantes.

La base para obtener mediciones exactas de conductividad es un buen cuidado y calibración de la celda de conductividad.

#### Embalaje fiable

Se suministra en un embalaje hermético que garantiza su periodo de validez.

---

### Especificaciones

Cantidad:	500 mL
Concentración:	12,88 mS/cm $\pm$ 1% a 25 °C
Condiciones de almacenamiento:	10 - 25 °C (proteger de la luz)
Descripción:	Solución de calibración de conductividad
Fórmula:	KCl
Notas especiales:	Período de validez observado una vez abierto (en las condiciones de uso y almacenamiento recomendadas): 3 meses
Parámetro:	Conductividad
Plataforma:	Solución
Tipo de envase:	Botella
Trazable a NIST:	Sí