



Be Right™



Solución de limpieza de electrodos, RENOVO.N, para muestras de agua limpia, 250 mL

de producto:

S16M001

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Solución de limpieza de electrodos para el mantenimiento y la limpieza periódicos del elemento de detección de pH. Gran comodidad para una limpieza rápida del elemento de detección de pH tras su uso en muestras de agua limpia. Botella de 250 mL.

Especificaciones

Cantidad:	250 ml
Descripción:	Tras realizar mediciones en soluciones acuosas, es suficiente con utilizar una solución suave de limpieza como RENOVO.N.
Fórmula:	KATHON CG, DECONEX 11
Parámetro:	Solución de limpieza
Tipo solución:	Limpieza