



Be Right™



## Solución tampón, pH 1,09, 500 mL

# de producto:

S11M009

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Se envía dentro de 2 semanas



Solución tampón de pH estándar para calibrar electrodos de pH con certificado de análisis\*. Tampón de pH incoloro, solución de pH 1,09 ± 0,02 a 25 °C. Botella de 500 mL

\*Disponible para descargar en [www.es.hach.com](http://www.es.hach.com): menú Servicios, Certificado de análisis; se necesita el número de referencia del producto y el número de lote.

---

### Especificaciones

Cantidad:	500 mL
Condiciones de almacenamiento:	10 - 25 °C (proteger de la luz)
Descripción:	Tampón de calibración de pH
Notas especiales:	Período de validez observado una vez abierto (en las condiciones de uso y almacenamiento recomendadas): 3 meses
Tipo de envase:	Botella
Trazable a NIST:	Sí
Valor(es) pH:	1,09 ± 0,02 pH a 25 °C
¿Codificada por colores?:	No