



Be Right™



## Unidad de titulador digital

# de producto: 1690002  
USD Precio: Contacto Hach  
Disponible

Titulador digital en cómodo maletín de transporte.

**Ofrece niveles de precisión y exactitud superiores a los procedimientos por cuenta gotas, con una reproducibilidad comparable a una titulación con bureta.**

Los métodos con titulador digital utilizan un equipo dispensador de alta precisión y cartuchos de titulante concentrado para realizar análisis en el laboratorio, la planta o en terreno.

**El resistente dispositivo de titulación es ideal para el uso en campo y no requiere buretas de vidrio.**

Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los titulantes en segundos. Sin necesidad de limpiar ni enjuagar buretas.

**Opte por cartuchos intercambiables para varios métodos de titulación; muchos procedimientos son equivalentes a los de la EPA.**

Más de 50 combinaciones de parámetro/rango disponibles

### Económico

Los titulantes concentrados permiten realizar entre 40 y 100 titulaciones típicas por cartucho.

### Es más fácil de determinar el punto final

El número usado para calcular la concentración de la muestra se registra directamente desde el contador digital del titulador digital. Para muchos métodos, el valor mostrado es la concentración.

---

## Especificaciones

Accesorios incluidos:	No
Alcance del suministro:	Digital Titrator device only
Contenido de la caja:	Incluye: caja de transporte con lados rígidos, un manual y cinco tubos de suministro rectos

---

## Contenido de la caja

Incluye: caja de transporte con lados rígidos, un manual y cinco tubos de suministro rectos