



Be Right™



Test kit de aguas superficiales

de producto: 2559833
USD Precio: Contacto Hach
Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



Mediante tests económicos y fáciles de usar de amoníaco (0 - 2,4 mg/L), cloro (0 - 3,4 mg/L), pH (0 - 14), nitrato (0 - 40 mg/L), oxígeno disuelto (0,2 - 20 mg/L), fósforo (0 - 40 mg/L) y temperatura, este kit es una herramienta ideal para la supervisión de fuentes de agua y plantas de tratamiento de aguas residuales. El kit robusto y ligero incluye el práctico medidor de pH Pocket Pro y todos los utensilios y reactivos necesarios para realizar las pruebas.

Métodos simples y exactos

Utiliza la valoración por recuento de gotas, colorimetría con disco de color y medidor de pH Pocket Pal

Especificaciones

Aplicación:	Aguas superficiales
Contenido de la caja:	Incluye diez reactivos, agua desionizada, medidor de pH, tubo de medición, botellas, caja de comparador, botella de DBO, gafas protectoras, tubos, discos de color, hoja de instrucciones y maletín de transporte.
Plataforma:	Discos de Color

Contenido de la caja

Incluye diez reactivos, agua desionizada, medidor de pH, tubo de medición, botellas, caja de comparador, botella de DBO, gafas protectoras, tubos, discos de color, hoja de instrucciones y maletín de transporte.