



## Test kit para cloro, dureza, hierro y pH, modelo CN-39WR

# de producto:

223002

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



El test kit para cloro, dureza, hierro y pH combina el test de tratamiento de agua más conocido en un kit compacto. La USEPA acepta el test de cloro para el análisis de agua potable si se aprueba en cada uno de los países.

**Incluye los parámetros de calidad del agua que se miden con más frecuencia en un test kit resistente**

**Métodos de valoración por recuento de gotas y disco de color económicos y fáciles de utilizar**

**Analiza el cloro (0 - 3,4 mg/L), la dureza (1 - 20 gpg), el hierro (0 - 4 mg/L), y el pH (4 - 10).**

---

### Especificaciones

Aplicación:	Calidad del agua
Modelo:	CN-39WR
Número de tests:	100
Parámetro:	Chlorine, Hardness, Iron, and pH
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0-3,4 mg/l