



Be Right™



Kit de pruebas de agua de refrigeración y alimentación de calderas o tratamiento de calderas profesional, modelo PBC-DT

de producto: 2350700
USD Precio: Contacto Hach
Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



El mantenimiento adecuado y la economía de operación de las calderas modernas y torres de refrigeración requieren un cuidadoso equilibrio entre los parámetros de calidad de agua y los químicos de tratamiento. Además de todas las pruebas que se ofrecen en el modelo BT-DT (PN 2350600), este kit proporciona la capacidad de realizar pruebas de hierro, sílice, cloro, nitrito y sólidos disueltos totales (TDS). La versatilidad y exactitud de este kit será invaluable para operadores de calderas y profesionales en ventas de productos químicos.

Utiliza métodos simples y económicos de discos de color y titulación con titulador digital.

Utilizes drop count titration and a color comparator disc - no batteries required

El kit contiene todos los reactivos y aparatos requeridos en un maletín resistente para realizar análisis en campo.

Kit contains all required reagents and apparatus to start performing analysis in the field, with no additional equipment

Especificaciones

Aplicación:	Boiler Water
Número de tests:	50
Plataforma:	Valorador Digital