



Be Right™



Test kit, agua para calderas generales, valoración por recuento de gotas, modelo AL-94 MG-L

de producto:

222403

USD Precio:

Contacto Hach

Se envía dentro de 2 semanas

Peligroso



Un mantenimiento adecuado y la rentabilidad del funcionamiento de las calderas y torres de refrigeración modernas requieren un equilibrio minucioso entre los parámetros de calidad del agua y los productos químicos para el tratamiento. Este test kit, que se utiliza para controlar el tratamiento del agua de caldera y de refrigeración y para comprobar si hay corrosión, es una solución económica para el operador de calderas pequeñas que necesita monitorizar la alcalinidad, el cloruro, la dureza, el hierro y el pH.

Métodos de valoración por recuento de gotas y de disco de color económicos y fáciles de utilizar

El kit contiene todos los utensilios y reactivos necesarios para realizar el análisis en el campo

Utiliza métodos de valoración por recuento de gotas y de disco de color

Especificaciones

Aplicación:	Agua para calderas
Modelo:	AL-94 MG-L
Parámetro:	Drop Count Titration
Plataforma:	Discos de Color