



Test kit, incrustaciones y alimentación de calderas, modelo BSC-1, valoración por recuento de gotas

de producto:

2350300

USD Precio:

Contacto Hach

Se envía dentro de 2 semanas

Peligroso



El mantenimiento adecuado y el funcionamiento económico de las calderas y torres de refrigeración modernas requieren un cuidadoso equilibrio entre los parámetros de calidad del agua y los productos químicos para el tratamiento. Un test kit económico para supervisar la formación de incrustaciones en pequeñas calderas industriales, el test kit de incrustaciones y de alimentación de calderas BSC-1 utiliza métodos de valoración por recuento de gotas para determinar los niveles de alcalinidad, cloruro y dureza.

Especificaciones

Aplicación:	Agua de caldera
Modelo:	BSC-1
Plataforma:	Valorador recuento de gotas