



Be Right™



## Kit de prueba para control de nitrificación

# de producto: 2882200  
USD Precio: Contacto Hach  
Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



El kit de control de nitrificación se utiliza para la monitorización rutinaria de los parámetros de calidad del agua que influyen en la nitrificación o indican su presencia en sistemas de agua clorada. Este kit portátil y versátil incluye un colorímetro DR 900, reactivos para amoníaco libre y monocloramina y tests de nitrito y cloro total.

**El kit de control de nitrificación se utiliza para la monitorización rutinaria de los parámetros de calidad del agua que influyen en la nitrificación o indican su presencia en sistemas de agua clorada**

**Este versátil kit incluye el colorímetro DR 900 y reactivos para realizar pruebas de amoníaco libre, monocloramina, nitrito, cloro total (rango bajo y alto)**

### Especificaciones

Aplicación:	Nitrificación
Contenido de la caja:	Incluye el colorímetro DR 900, cinco reactivos, tijeras, CD, cubeta de muestra y tapón.
Instrumento:	El kit incluye el medidor DR 900 y cubetas de muestra
Rango:	0,1 - 10,0 mg/L Cl <sub>2</sub>
Rango de medición:	0 – 0,350 mg/L NO <sub>2</sub> -N

### Contenido de la caja

Incluye el colorímetro DR 900, cinco reactivos, tijeras, CD, cubeta de muestra y tapón.