



Be Right™



## Kit de pruebas de nueve parámetros, Modelo FF-1A

# de producto:

243002

USD Precio:

Contacto Hach

Se envía dentro de 3 días

Peligroso



Mantener una buena calidad del agua es crucial para una producción pesquera rentable. En muchos casos, la disponibilidad y el costo del seguro "de la cosecha" están directamente relacionados con los programas de pruebas. Este kit utiliza la titulación por conteo de gotas y métodos de discos de colores para entregar resultados rápidos

**Esta alternativa económica incluye nueve pruebas básicas de calidad del agua**

**Se entregan los reactivos y el equipo para titulación por conteo de gotas y medición colorimétrica usando discos de color de gradiente continua**

---

### Especificaciones

Aplicación:	Aquaculture
Contenido de la caja:	Incluye 17 reactivos, un tubo de medición, una caja de comparación de color, una botella BOD, una botella mezcladora, un cuentagotas, dos tubos plásticos, tres discos de color, un termómetro, instrucciones y una caja de transporte.
Modelo:	FF-1A
Plataforma:	Discos de Color

---

### Contenido de la caja

Incluye 17 reactivos, un tubo de medición, una caja de comparación de color, una botella BOD, una botella mezcladora, un cuentagotas, dos tubos plásticos, tres discos de color, un termómetro, instrucciones y una caja de transporte.