



Be Right™



Test kit, maestro para piscinas

de producto:

2315001

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



El test kit maestro multiparamétrico para piscinas de Hach combina varios tests en un único test kit. El test kit incluye tests de alcalinidad, cloro, dureza y pH, además de tests especializados de alcalinidad total, dureza cálcica y ácido cianúrico.

Utiliza los sencillos y económicos métodos de valoración por recuento de gotas y disco de color

Especificaciones

Aplicación:	Piscina y spa
Método:	pH
Modelo:	Pool Master
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	Unidades de pH 6,6-8,4