



Be Right™



## Phosphorus, Orthophosphate (reactive) Test Kit, Model PO-19

# de producto:

224800

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Método/Química: Disco de color/Ácido ascórbico. Rango (mg/l): 0-1, incremento más pequeño: 0,02. Rango (mg/l): 0-5, incremento más pequeño: 0,1. Rango (mg/l): 0-50, incremento más pequeño: 1. Número aproximado de tests 100. Tipo de funda: funda de transporte de 3,5 x 2 x 1,8 cm de polipropileno azul.

**Resultados en menos de 5 minutos para muestras de agua limpia**

**Utiliza un comparador de discos sencillo para mediciones de precisión**

**El modelo PO-19A contiene un aparato de filtrado para muestras turbias**

### Especificaciones

Incremento mínimo:	0.02
	0.10
	1
Método:	Disco de color/Ácido ascórbico
Modelo:	PO-19
Modelo de Test Kit:	PO-19
Número de tests:	100
Parameter:	Phosphorus
Parámetro:	Fósforo, ortofosfato (reactivo): como $PO_4^{3-}$
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 4 mg/L $PO_4$
Rango estándar:	0 - 0.8 mg/L $PO_4$ ; 0 - 4 mg/L $PO_4$ ; 0 - 40 mg/L $PO_4$
Tpo de carcasa:	R