



Phosphorus, Orthophosphate (Reactive) Test Kit, Model PO-19A

de producto: 224801 Peligroso

USD Precio: Contacto Hach Disponible



El sencillo método de bajo coste de disco de color es el método visual más preciso

El sencillo método de bajo coste de disco de color es el método visual más preciso

Consiga resultados rápidos con un test kit de fácil transporte

Especificaciones

Incremento mínimo: 0.02

Método: Disco de color/Ácido ascórbico

Modelo: PO-19A Modelo de Test Kit: PO-19A

(incluye filtrado para muestras turbias).

Número de tests: 100

Parameter: Phosphorus

Parámetro: Fósforo, ortofosfato (reactivo): como PO₄³⁻

Plataforma: Discos de Color Rango de medición: $0 - 4 \text{ mg/L PO}_4$

Rango estándar: $0 - 0.8 \text{ mg/L PO}_{4}$; $0 - 4 \text{ mg/L PO}_{4}$; $0 - 40 \text{ mg/L PO}_{4}$

Tpo de carcasa: F