



Be Right™



## Kit de prueba de cianuro, Modelo CYN-3

# de producto:

201002

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Se envía dentro de 3 días



Las principales fuentes de cianuro, una sustancia extremadamente tóxica, son los baños para limpieza de metales y la galvanoplastia, los lavadores de gas, las plantas de gas, los hornos de coque y diversos procesos químicos. Puede eliminarse fácilmente de las aguas residuales industriales con procedimientos de cloración alcalina o neutral

**Método sencillo y económico mediante un comparador de color escalonado**

**Obtenga resultados rápidos con un kit fácil de llevar**

### Especificaciones

Incremento mínimo:	0.02
Método:	Color disc/ Pyridine-Pyrazolone
Modelo:	CYN-3
Modelo de Test Kit:	CYN-3
Número de tests:	100
Parameter:	Cyanide
Parámetro:	Cyanide - As free CN <sup>-</sup>
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 0.3 mg/L CN <sup>-</sup>
Rango estándar:	0 - 0.3 mg/L CN <sup>-</sup>
Tpo de carcasa:	R