



Be Right™



Kit de prueba de ozono, modelo OZ-2

de producto:

2064400

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Este compacto y económico kit de prueba de ozono emplea el sencillo método de discos de colores. Solo se debe tomar una muestra, agregar el polvo y comparar el color de la muestra con la rueda de colores para obtener a una medición precisa.

El kit de prueba de ozono más económico de Hach

El sencillo y económico método de discos de colores es el método de kit de prueba visual más preciso

Obtenga rápidos resultados con un kit de prueba compacto y fácil de trasladar

Especificaciones

Incremento mínimo:	0.05
Método:	Color disc/DPD
Modelo:	OZ-2
Modelo de Test Kit:	OZ-2
Número de tests:	100
Parameter:	Ozone
Parámetro:	Ozone - As O ₃
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 2.2 mg/L O ₃
Rango estándar:	0 - 2.2 mg/L O ₃
Tpo de carcasa:	B