



Be Right™



Kit de prueba de manganeso, Modelo MN-5

de producto:

146700

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



El manganeso provoca un sabor amargo en el agua y en concentraciones mayores a 0,1 mg/L, provoca manchas objetables en la ropa y los accesorios de plomería. El control del manganeso también es importante en las industrias de bebidas, papel y textil, y en la producción de alimentos y colorantes. Este kit que usa un método sencillo de disco de color es una solución económica.

El método de disco de colores, sencillo y económico, es el método para kit de pruebas visuales más exacto

Obtenga resultados rápidos con un kit fácil de llevar

Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye discos de color, caja de comparación y tubos, reactivos, botella de mezcla, instrucciones y caja de transporte.
Incremento mínimo:	0.1
Método:	Color disc/Cold periodate
Modelo:	MN-5
Modelo de Test Kit:	MN-5
Número de tests:	100
Parameter:	Manganese
Parámetro:	Manganese - As Mn
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 3.0 mg/L Mn
Rango estándar:	0 - 3.0 mg/L Mn
Tpo de carcasa:	D

Contenido de la caja

Incluye discos de color, caja de comparación y tubos, reactivos, botella de mezcla, instrucciones y caja de transporte.