



Be Right™



Kit de prueba de nitrato-nitrito, Modelo NI-12

de producto:

1408100

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



El método de disco de colores, sencillo y económico, es el método para kit de pruebas visuales más exacto.

El método de disco de colores, sencillo y económico, es el método para kit de pruebas visuales más exacto

Obtenga resultados rápidos con un kit fácil de llevar

Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye discos de color, caja de comparación y tubos, reactivos, instrucciones y caja de transporte.
Incremento mínimo:	1
	0.01
Método:	Color disc/Cadmium
	reduction, Diazotization
Modelo:	NI-12
Modelo de Test Kit:	NI-12**
Número de tests:	100
Parameter:	Nitrogen, Nitrate/Nitrite
Parámetro:	Nitrogen, Nitrate/Nitrite - NO_3^- -N/ NO_2^- -N
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 40 mg/L NO_3^- -N
Rango estándar:	0 - 40 mg/L NO_3^- -N; 0.01 - 0.40 mg/L NO_2^- -N
Tpo de carcasa:	D

Contenido de la caja

Incluye discos de color, caja de comparación y tubos, reactivos, instrucciones y caja de transporte.