



Be Right™



Kit de pruebas de pH, pH 4.0 - 10.0 pH, modelo 17N

de producto:

147011

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



La mayoría de las aguas naturales tienen un rango de pH 4 a pH 9, pero normalmente están por encima de pH 7 a causa de la presencia de carbonatos y bicarbonatos (alcalinidad). El pH del agua utilizada en la industria, del agua de alimentación de calderas y del agua de piscinas, por lo general, se mantiene dentro de un rango estrecho. Solo agregue

Un kit de amplio rango aplicable a una variedad de muestras

Una excelente opción para obtener lecturas rápidas y confiables

Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye reactivo indicador, disco de color, caja de comparación, dos tubos de visualización, instrucciones y caja de transporte.
Incremento mínimo:	0.5 pH
Método:	Color disc/ Wide range indicator
Modelo:	17N
Modelo de Test Kit:	17N
Número de tests:	300
Parameter:	pH
Parámetro:	pH, wide range
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	4 - 10 pH
Rango estándar:	4 - 10 pH
Tpo de carcasa:	B

Contenido de la caja

Incluye reactivo indicador, disco de color, caja de comparación, dos tubos de visualización, instrucciones y caja de transporte.