



Test kit, molibdato, modelo MO-LR

de producto:

2359300

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



El uso de molibdato está superando el uso de cromato como inhibidor de corrosión debido su menor toxicidad. El alto coste de estos tratamientos requiere un cuidadoso control de su concentración. Los reactivos del kit reaccionan con el molibdato para formar un color amarillo, que se mide con un disco de color.

Los reactivos del kit reaccionan con el molibdato para formar un color amarillo, que se mide con el sencillo método de disco de color.

Supervisa de forma eficaz los inhibidores de corrosión

Especificaciones

Incremento mínimo:	0,25
Método:	Disco de color/ complejo ternario
Modelo:	MO-LR
Modelo de Test Kit:	MO-LR
Número de tests:	100
Parameter:	Molybdate
Parámetro:	Molibdato - como molibdeno
Peso de envío (libras):	2
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	Single Range
Rango estándar:	0 - 3.0 mg/L Mo
Tpo de carcasa:	D