



Be Right™



Kit de pruebas de formaldehído, modelo FM-1

de producto: 2183100
USD Precio: Contacto Hach
Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



Las soluciones de formaldehído se usan para mantener sistemas de ósmosis inversa y como desinfectantes. El modelo FM-1 mide concentraciones más altas por titulación por cuenta gotas. Contiene 100 pruebas.

Utiliza la titulación por cuenta gotas, que es un método de titulación simple y económico.

El kit contiene todos los reactivos y aparatos requeridos en un maletín resistente para realizar análisis en campo.

Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye cuatro reactivos, botella, cuentagotas, hoja de instrucción y caja de transporte.
Incremento mínimo:	0.05%
	0.5%
Método:	Drop count titration/ Thymolphthalein
Modelo de Test Kit:	FM-1
Número de tests:	100
Parámetro:	Formaldehyde - As CH_2O
Plataforma:	Drop Count Titration
Rango de medición:	0,05 - 1% & 0,5 - 10%
Tpo de carcasa:	D

Contenido de la caja

Incluye cuatro reactivos, botella, cuentagotas, hoja de instrucción y caja de transporte.