



Kit de prueba de bajo rango de cloruro, modelo 8-P

de producto:

144001

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Gracias al uso del titulador de nitrato de plata, este kit brinda una detección de cloruro precisa y rápida.

Método de titulación de conteo de gotas económico y fácil de usar que emplea un titulador de nitrato de plata

Ideal para determinar resultados cuantitativos rápidamente

Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye dos reactivos, botella, tubo de medición, hoja de instrucciones y caja de transporte.
Incremento mínimo:	5
Método:	Drop count titration/ Silver nitrate
Modelo de Test Kit:	8-P
Número de tests:	100
Parámetro:	Chloride - As Cl^-
Plataforma:	Drop Count Titration
Rango de medición:	5 - 100 mg/L & 20 - 400 mg/L Cl^-
Tpo de carcasa:	B

Contenido de la caja

Incluye dos reactivos, botella, tubo de medición, hoja de instrucciones y caja de transporte.