



Kit de prueba de dureza total, modelo 5-B

de producto:

145300

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Confíe en el kit de prueba original de Hach La sencilla titulación de conteo de gotas mide la dureza como CaCO_3 (1 gpg = 17,1 mg/l). Emplea la titulación de conteo de gotas con un rango de 1-30 gpg. Contiene 100 pruebas, aproximadamente.

Emplea la titulación de conteo de gotas: un método de titulación económico y simple

Especificaciones

| | |
|-----------------------|--|
| Contenido de la caja: | Incluye dos reactivos, tubo de medición, botella cuadrada y cuchará de medición. |
| Incremento mínimo: | 1 gpg |
| Método: | Drop count titration/ EDTA-bulk powder |
| Modelo de Test Kit: | 5-B |
| Número de tests: | 100 |
| Parámetro: | Hardness, total - As CaCO_3 |
| Plataforma: | Drop Count Titration |
| Rango de medición: | 1 - 30 gpg |
| Tpo de carcasa: | L |

Contenido de la caja

Incluye dos reactivos, tubo de medición, botella cuadrada y cuchará de medición.