



Be Right™



Test kit para dureza (total y calcio), modelo HA-4P MG-L

de producto:

145701

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Test kit de valoración por recuento de gotas/EDTA para dureza, total y calcio (magnesio por diferencia), rango 20 - 400 mg/L CaCO₃ 100 tests.

El kit contiene todos los reactivos y utensilios necesarios en un resistente maletín de transporte para el análisis sobre el terreno.

Utiliza valoración por recuento de gotas: método de valoración sencillo y económico

Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye cinco reactivos, botella, celda de medición, hoja de instrucciones y maletín de transporte.
Incremento mínimo:	20
Método:	Valoración por recuento de gotas/EDTA
Modelo de Test Kit:	HA-4P
	MG-L
Número de tests:	100
Parámetro:	Dureza, total y el calcio: (magnesio por diferencia)
Plataforma:	Drop Count Titration
Rango de medición:	20 - 400 mg/L CaCO ₃
Tpo de carcasa:	D

Contenido de la caja

Incluye cinco reactivos, botella, celda de medición, hoja de instrucciones y maletín de transporte.