



## Kit de prueba de sulfito, modelo SU-5

# de producto:

148002

Peligroso

USD Precio: Disponible Contacto Hach







Este kit contiene 100 pruebas y emplea la titulación por conteo de gotas / iodométrica para realizar determinaciones de sulfito.

Emplea la titulación de conteo de gotas: un método de titulación económico y simple

El kit contiene todos los reactivos y aparatos necesarios dentro de un resistente estuche para transportarlo en el campo

## **Especificaciones**

Contenido de la caja: Incluye tres reactivos, frasco, botella, hoja de instrucciones y caja de transporte.

Incremento mínimo: 1

10

Método: Drop count,

titration Iodometric

Modelo de Test Kit: SU-5

Número de tests: 100

Parámetro: Sulfite

Plataforma: Drop Count Titration

Rango de medición: 1.0 - 20 mg/L & 10 - 200 mg/L SO<sub>3</sub> <sup>2</sup> -

Tpo de carcasa: D

## Contenido de la caja

Incluye tres reactivos, frasco, botella, hoja de instrucciones y caja de transporte.