



Kit de prueba de alcalinidad, Modelo AL-TA

de producto: 2314500

USD Precio: Disponible Peligroso

Contacto Hach



Provocada por la presencia de Carbonatos, Bicarbonatos, Hidróxidos y otras sales disueltas, la Alcalinidad es importante para los procesadores de alimentos y bebidas, para los operadores de calderas y los biólogos acuáticos. Con la valoración por recuento de gotas/Ácido sulfúrico para determinar la Alcalinidad, este kit contiene 100 tests.

Utiliza valoración por recuento de gotas: método de valoración sencillo y económico

El kit contiene todos los reactivos y utensilios necesarios en una robusta caja de transporte para el análisis en campo

Especificaciones

Incremento mínimo: 23 gpg

385

Método: Valoración por recuento de gotas/Ácido sulfúrico

Modelo de Test Kit: AL-TA

Nota al pie: *mg/l a menos que se indique lo contrario; ppb = μ g/l; ppm = mg/l.; gpg = granos por galón; 1

gpg = 17,1 mg/l o 17,1 ppm.

Número de tests: 100

Parámetro: Alcalinidad: (P) y total (MO) como CaCO₃

Plataforma: Drop Count Titration

Rango de medición: 23 - 495 gpg & 385 - 8500 mg/L

Tpo de carcasa: B