



## Kit de pruebas para ácido ascórbico, Modelo ASC-1

# de producto:

2308100

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Se envía dentro de 3 días



El kit de pruebas para ácido ascórbico modelo ASC-1 se desarrolló en colaboración con fabricantes de bebidas y utiliza el método de titulación por conteo de gotas para medir el ácido ascórbico (vitamina C). Utiliza titulación por conteo de gotas con un rango de 10-200 mg/L. Contiene aproximadamente 100

**Utiliza titulación por conteo de gotas: un método de titulación sencillo y económico**

**El kit contiene todos los reactivos necesarios y el equipo en una caja resistente que se puede transportar para el análisis en terreno**

### Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye tubo de medición de muestra, frasco, reactivos, instrucciones y caja de transporte.
Incremento mínimo:	10
Método:	Drop count titration/  Iodometric
Modelo de Test Kit:	ASC-1
Nota al pie:	*mg/L unless otherwise noted, ppb = $\mu\text{g/L}$ , ppm = mg/L.; gpg = grains per gallon; 1 gpg = 17.1 mg/L or 17.1 ppm.
Número de tests:	100
Parámetro:	Ascorbic Acid
Plataforma:	Drop Count Titration
Rango de medición:	10 - 200 mg/L
Tpo de carcasa:	D

### Contenido de la caja

Incluye tubo de medición de muestra, frasco, reactivos, instrucciones y caja de transporte.