



## Kit de prueba de dureza (Total y calcio), Modelo HAC-DT

# de producto:

2063900

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



El kit incluye el titulador digital, reactivos e insumos de laboratorio, manual y caja de transporte. Rango: 10-4000 mg/L. Contiene aproximadamente 100 unidades de cada prueba (Total y calcio).

**El titulador digital Hach ofrece niveles de precisión y exactitud más altos que los procedimientos de conteo de gotas, con una reproducibilidad comparable a una titulación con bureta**

**El dispositivo de titulación resistente es ideal para uso en terreno, sin la necesidad de buretas de vidrio**

---

### Especificaciones

Contenido de la caja:	Includes 6 reagents, digital titrator, delivery tubes, graduated cylinder, flask, manual and carrying case.
Incremento mínimo:	0.1-10
Método:	Digital Titrator/EDTA
Modelo de Test Kit:	HAC-DT
Número de tests:	100 Ca +100 T
Parámetro:	Dureza, total y calcio - como $\text{CaCO}_3$
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	10 - 4,000 mg/L $\text{CaCO}_3$
Tpo de carcasa:	F

---

### Contenido de la caja

Includes 6 reagents, digital titrator, delivery tubes, graduated cylinder, flask, manual and carrying case.