



Be Right™



## TEST KIT CN-DT 20 - 2000 Test Kit de Cloro (modelo CN-DT)

# de producto:

2471100

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



El desinfectante que más se utiliza para agua potable, el Cloro, también es importante para higienizar piscinas, torres de refrigeración, otros equipamientos industriales y en el tratamiento de aguas residuales municipales. Su medición y control son vitales por razones económicas y de seguridad. El kit utiliza el Digital Titrator de Hach y contiene 100 tests.

**El Digital Titrator de Hach ofrece mayor nivel de precisión que los procedimientos por recuento de gotas, con una capacidad de reproducción comparable a la de una valoración con bureta**

**Este robusto dispositivo de valoración resulta ideal para uso en campo, sin necesidad de emplear buretas de vidrio**

**El kit contiene todos los utensilios y reactivos necesarios para realizar el análisis en campo**

### Especificaciones

Incremento mínimo:

0.2 - 5.0

Método:

Digital Titrator/Tiosulfato

Modelo de Test Kit:

CN-DT

Nota al pie:

\*mg/l a menos que se indique lo contrario; ppb =  $\mu\text{g/l}$ ; ppm = mg/l.; gpg = granos por galón; 1 gpg = 17,1 mg/l o 17,1 ppm. 1EPA: aceptado para aguas residuales. Verifíquelo con su entidad reguladora.

Número de tests:

100

Parámetro:

Cloro, rango medio y alto: como  $\text{Cl}_2$  total

Plataforma:

Valorador Digital

Rango de medición:

20 - 2,000 mg/L  $\text{Cl}_2$

Tpo de carcasa:

F