



Test kit, sulfito, modelo SU-DT

de producto: 2063300
USD Precio: Contacto Hach
Se envía dentro de 2 semanas

Peligroso



Con el valorador digital, este kit contiene 100 tests con un rango de 10 - 4,000 mg/L.

El valorador digital y los cartuchos de valoración estandarizados proporcionan precisión de laboratorio en valoraciones realizadas en el campo

El kit contiene todos los reactivos y utensilios necesarios en una robusta funda de transporte para el análisis en el campo

Especificaciones

Método:	Valorador digital/iodométrico
Modelo de Test Kit:	SU-DT
Número de tests:	100
Parámetro:	Sulfito: como SO_3^{2-}
Pasos de incremento mínimos:	0.4 - 4,0**
Peso de envío (libras):	4
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	4 - 800 mg/L SO_3^{2-}
Tpo de carcasa:	F