



Be Right™



TEST KIT, AL-DT ALK W/DIG TITR P y total (MO) como CaCO_3 (modelo AL-DT)

de producto:

2063700

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Se envía dentro de 2 semanas



Provocada por la presencia de Carbonatos, Bicarbonatos, Hidróxidos y otras sales disueltas, la Alcalinidad es importante para los procesadores de alimentos y bebidas, para los operadores de calderas y los biólogos acuáticos. Determine la Fenolftaleína y la Alcalinidad total mediante valoración visual de punto final. Con el Digital Titrator, contiene 100 tests con un rango de 10-4.000 mg/l.

El Digital Titrator y los cartuchos de valoración estandarizados proporcionan precisión de laboratorio en valoraciones realizadas en el campo

El kit contiene todos los reactivos y utensilios necesarios en una robusta caja de transporte para el análisis en campo

Especificaciones

Método:	Digital Titrator/Ácido sulfúrico
Modelo de Test Kit:	AL-DT
Nota al pie:	*mg/l a menos que se indique lo contrario; ppb = $\mu\text{g/l}$; ppm = mg/l.; gpg = granos por galón; 1 gpg = 17,1 mg/l o 17,1 ppm. 1EPA: aceptado para aguas residuales. Verifíquelo con su entidad reguladora.
Número de tests:	100
Parámetro:	Alcalinidad: (P) y total (MO) como CaCO_3
Pasos de incremento mínimos:	0,1-10
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	10 - 4,000 mg/L CaCO_3
Tpo de carcasa:	F