



Test kit, acidez, modelo AC-DT

de producto: 2064000

USD Precio:

Se envía dentro de 2 semanas

Peligroso

Contacto Hach





La presencia de ácidos minerales, sales de ácidos fuertes o dióxido de carbono libre suele causar acidez. En las aguas superficiales o subterráneas, la acidez puede formar sustancias naturales o contaminación industrial. Los niveles excesivos causan corrosión y puede ser perjudicial para los peces. Con el valorador digital de Hach, el kit del modelo AC-DT se utiliza para determinar las concentraciones de acidez. El kit incluye valorador digital, reactivos, utensilios de laboratorio, y maletín de transporte. Rango: 10 - 4000 mg/L. Contiene aproximadamente 100 tests.

El valorador digital de Hach ofrece mayor nivel de precisión que los procedimientos con cuentagotas, con una capacidad de reproducción comparable a la de una valoración con bureta

Este robusto dispositivo de valoración resulta ideal para uso en el campo, sin necesidad de emplear buretas de vidrio

Especificaciones

Método: Valorador digital/hidróxido sódico

Modelo de Test Kit: AC-DT

Nota al pie: mg/l a menos que se indique lo contrario; $ppb = \mu g/l$; ppm = mg/l.; ppg = granos por galón; 1

gpg = 17,1 mg/l o 17,1 ppm. 1EPA: aceptado para aguas residuales. Verifíquelo con su entidad

reguladora.

Número de tests: 100

Parámetro: Alcalinidad: (P o total) como CaCO₃

Pasos de incremento mínimos: 0,1 - 1,10

Peso de envío (libras): 3,5

Plataforma: Valorador Digital

Rango de medición: 10 - 4000 mg/L CaCO₃

Tpo de carcasa: F