



Be Right™



## Kit para valorador digital

# de producto:

2270900

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



### Valoraciones cómodas y precisas sin el volumen, la fragilidad ni los residuos de una bureta convencional.

Kit universal para valorador digital con valorador digital, manual, cilindro graduado de 100 mL, matraces de Erlenmeyer de 125 y 250 mL, botella desmineralizadora, tijeras y resistente maletín de transporte.

#### Resultados precisos siempre que los necesite.

Los métodos de valoradores digitales usan un dispositivo de dispensación de alta precisión y cartuchos de reactivo titrante concentrado para realizar análisis en el laboratorio, la planta o sobre el terreno.

#### Rápido y flexible

Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los reactivos titrantes en segundos. Sin necesidad de limpiar o aclarar buretas.

#### Versátil

Hay disponibles más de 50 combinaciones de parámetros y rangos

#### Económico

Los reactivos titrantes concentrados permiten aprox. 40 - 100 valoraciones por cartucho.

---

## Especificaciones

Accesorios incluidos:	Sí
Alcance del suministro:	Valorador digital con accesorios en maletín de transporte
Contenido de la caja:	Incluye valorador digital, manual, cilindro graduado de 10 ml, matraces de Erlenmeyer de 125 y 250 ml, botella desmineralizadora y una funda de transporte.
Exactitud:	$\pm 1\%$ (incertidumbre de un dígito en las lecturas. La mayoría de las muestras requieren más de 100 dígitos).
Peso:	0,132 kg

---

## Contenido de la caja

Incluye valorador digital, manual, cilindro graduado de 10 ml, matraces de Erlenmeyer de 125 y 250 ml, botella desmineralizadora y una funda de transporte.