



Kit de prueba para hipoclorito, modelo CN-HRDT

de producto:

2687100

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Se envía dentro de 3 días



Kit para hipoclorito, modelo CN-HRDT con valorador digital

Con el valorador digital de Hach, este kit se utiliza para determinar las concentraciones de solución de hipoclorito, rango alto (lejía). El kit incluye valorador digital, reactivos e instrumentos de laboratorio, manual y maletín de transporte. Rango: 5 - 15 % como Cl₂: 50 - 150 g/L como Cl₂. Incluye 100 tests.

El valorador digital de Hach ofrece mayor nivel de precisión que los procedimientos con cuentagotas, con una capacidad de reproducción comparable a la de una valoración con bureta

Este robusto dispositivo de valoración resulta ideal para uso en el campo, sin necesidad de emplear buretas de vidrio

Diseñado para análisis in situ de entregas de hipoclorito a granel o para soluciones de almacenamiento a granel en instalaciones de agua potable o de cloraminación

Compruebe la concentración de soluciones de hipoclorito en el momento de la entrega

El kit contiene todos los reactivos, soluciones y envases de vidrio necesarios

Especificaciones

Incremento mínimo:	0,05 %
Método:	Valorador digital/ tiosulfato
Modelo de Test Kit:	CN-HRDT
Número de tests:	100
Número del método:	10100
Parámetro:	Hipoclorito de rango alto, (lejía) como Cl ₂
Peso de envío (libras):	3
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	5 - 15 % = 50 - 150 g/L Cl ₂
Tpo de carcasa:	G