



Be Right™



Kit de pruebas de dureza (total), modelo HA-DT

de producto:

2063600

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Con el titulador digital de Hach, el kit modelo HA-DT se utiliza para determinar las concentraciones de dureza. El kit incluye un titulador digital, reactivos e instrumentos básicos de laboratorio, manual y maletín de transporte. Rango: de 10 a 4000 mg/L. Contiene aproximadamente 100 pruebas.

El titulador digital de Hach ofrece niveles de precisión y exactitud superiores a los procedimientos por cuenta gotas, con una reproducibilidad comparable a una titulación con bureta.

El resistente dispositivo de titulación es ideal para el uso en campo y no requiere buretas de vidrio.

Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye cuatro reactivos, frasco, titulador digital, tubo de suministro, cilindro, hoja de instrucciones y caja de transporte.
Método:	Digital Titrator/EDTA
Modelo de Test Kit:	HA-DT
Número de tests:	100
Parámetro:	Hardness, Total - As CaCO_3
Pasos de incremento mínimos:	0.1-10
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	10 - 4,000 CaCO_3
Tpo de carcasa:	F

Contenido de la caja

Incluye cuatro reactivos, frasco, titulador digital, tubo de suministro, cilindro, hoja de instrucciones y caja de transporte.