



Be Right™



Test kit, cloruro, modelo CD-DT

de producto: 2063500
USD Precio: Contacto Hach
Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



El modelo CD-DT de un solo parámetro utiliza el valorador digital de Hach con cartuchos de reactivo titrante de nitrato de mercurio para determinar las concentraciones de cloruro. El kit incluye valorador digital, reactivos, utensilios de laboratorio, y maletín de transporte. Rango: 10 - 8000 mg/L. Contiene aproximadamente 100 tests.

El valorador digital de Hach ofrece mayor nivel de precisión que los procedimientos con cuentagotas, con una capacidad de reproducción comparable a la de una valoración con bureta

Este robusto dispositivo de valoración resulta ideal para uso en el campo, sin necesidad de emplear buretas de vidrio

Especificaciones

Incremento mínimo:	0,1 - 20
Método:	Valorador digital/ nitrato de mercurio
Modelo de Test Kit:	CD-DT
Número de tests:	100
Parámetro:	Chloride - As Cl^- , 10-8,000 mg/L Cl^-
Peso de envío (libras):	4
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	10 - 8000 mg/L Cl^-
Tpo de carcasa:	F