



Kit de pruebas de cloruro, modelo CDS-DT

de producto:

2580600

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Se envía dentro de 3 días



El modelo CDS-DT de parámetro único utiliza el titulador digital de Hach con cartuchos titulantes de nitrato de plata para determinar las concentraciones de cloruro. El kit incluye: titulador digital, reactivos e instrumentos básicos de laboratorio, manual y maletín de transporte. Rango: de 10 a 10 000 mg/L. Contiene

El titulador digital de Hach ofrece niveles de precisión y exactitud superiores a los procedimientos por cuenta gotas, con una reproducibilidad comparable a una titulación con bureta.

El resistente dispositivo de titulación es ideal para el uso en campo y no requiere buretas de vidrio.

Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye tres reactivos, frasco, cilindros, botella, titulador digital, tubo de suministro, hoja de instrucciones y caja de transporte.
Incremento mínimo:	10
Método:	Digital Titrator/ Silver nitrate
Modelo de Test Kit:	CDS-DT
Número de tests:	100
Parámetro:	Chloride - As Cl^- , 10-10,000 mg/L Cl^-
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	10 - 10,000 mg/L Cl^-
Tpo de carcasa:	F

Contenido de la caja

Incluye tres reactivos, frasco, cilindros, botella, titulador digital, tubo de suministro, hoja de instrucciones y caja de transporte.

Accesorios requeridos

- Guantes, desechables, sin polvo, nitrilo, medianos (Item 2550502)
- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)