



Be Right™



Kit de prueba de sulfato, modelo SF-1

de producto:

225100

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



El sulfato se encuentra mayormente en aguas naturales y puede estar presente en altos niveles en los desagües de las minas. Las altas concentraciones de magnesio o sulfato de sodio en agua actúan como purgantes. Este kit de prueba proporciona una opción económica para determinar los niveles de sulfato mediante el método de extinción/turbidimétrico

Económico kit de prueba para determinar los niveles de sulfato mediante el método de extinción/turbidimétrico

Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye cilindro graduado, botella de mezcla, reactivo, comparador de varilla de medición, instrucciones y caja de transporte.
Incremento mínimo:	50
Método:	Extinction/Turbidimetric
Modelo de Test Kit:	SF-1
Número de tests:	100
Parámetro:	Sulfate
Rango de medición:	50 - 200 mg/L
Tpo de carcasa:	D

Contenido de la caja

Incluye cilindro graduado, botella de mezcla, reactivo, comparador de varilla de medición, instrucciones y caja de transporte.