



Be Right™



Kit de prueba de arsénico de bajo rango

de producto:

2800000

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Con un rango de 0 a 500 ppb, las tiras de prueba de arsénico de Hach brindan resultados en menos de 1 minuto sin manipulación ni limpieza de sustancias químicas. Este método confiable recupera el 100 % de arsénico inorgánico en muestras y permite la detección de niveles de arsénico en el campo

No se necesita ningún análisis de laboratorio: detecta niveles de arsénico en el campo para evaluar el cumplimiento de las normativas de EPA sobre arsénico

El confiable método de tiras de prueba recupera el 100% de arsénico inorgánico de las muestras

Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye cinco reactivos, bandas de prueba, vasija de reacción con tapa, cuchara de medición, instrucciones y caja de transporte.
Modelo de Test Kit:	Test Strip†
Número de tests:	100
Parámetro:	Arsenic, Low Range
Pasos de incremento mínimos:	Steps: 0, 10, 30, 50, 70, 300 , 500 ppb
Plataforma:	Test Strip
Rango de medición:	0 - 500 ppb
Tpo de carcasa:	D

Contenido de la caja

Incluye cinco reactivos, bandas de prueba, vasija de reacción con tapa, cuchara de medición, instrucciones y caja de transporte.