



## Tiras de control para Amoníaco, 0-6,0 mg/l, 25 tests

# de producto: 2755325

USD Precio: Contacto Hach

Disponible

Rango de medición: 0-0,25-0,50-1,0-3,0-6,0 mg/l; las tiras de control (test strips) son ideales en las pruebas preliminares para detectar la presencia de materiales que pueden interferir en las pruebas de laboratorio.

## **Especificaciones**

Modelo de Test Kit: Test Strips

Nota al pie: \*mg/l a menos que se indique lo contrario; ppb =  $\mu$ g/l; ppm = mg/l.; gpg = granos por galón; 1

gpg = 17,1 mg/l o 17,1 ppm.

Número de tests: 25

Parámetro: Amoníaco, Nitrógeno, rango bajo: como NH<sub>3</sub>-N, para agua potable

Pasos de incremento mínimos: Medidas: 0, 0,25, 0,5, 1,0, 3,0, 6,0 ppm

Peso de envío (libras): 0,25

Plataforma: Test Strip
Rango de medición: 0 - 6 ppm
Unidades: 25 tests