



Be Right™



## Caldo m-FC, deshidratado, 500 g

# de producto:

1462434

Peligroso

**ARTICULO OBSOLETO**

Este articulo ya no esta disponible.



Base de caldo m-FC, deshidratado. 500 g.

### Soluciones completas para el análisis de aguas recreativas

Hach ofrece una gran variedad de medios y utensilios para satisfacer todas

sus necesidades recreativas de análisis.

### Soluciones completas para el análisis de agua residual

Hach cuenta con medios preparados y utensilios prácticos para

facilitar y agilizar el análisis de aguas residuales y no potable.

### Soluciones completas para el análisis de agua potable

Sea cual sea el método que elija el cliente para examinar las muestras

de agua potable, Hach cuenta con medio preparado y utensilios prácticos para

facilitar y agilizar el análisis.

---

## Especificaciones

Cantidad: 500 g

Media Type: m-FC Broth