



Be Right™



Agua de dilución tamponada, 99 mL, paquete de 25 unidades

de producto: 1430598
USD Precio: Contacto Hach
Disponible

Tampón de cloruro de magnesio/fosfato de potasio, 99 mL. Agua de dilución tamponada (necesaria para analizar agua no potable), paquete de 25 unidades.

Soluciones completas para el análisis de aguas recreativas

Hach ofrece una gran variedad de medios y utensilios prácticos para satisfacer todas sus necesidades recreacionales de análisis.

Soluciones completas para el análisis de agua residual

Hach cuenta con medios preparados y utensilios prácticos para facilitar y agilizar el análisis de aguas residuales y no potable.

Soluciones completas para el análisis de agua potable

Sea cual sea el método que el cliente elija para examinar las muestras de agua, Hach cuenta con medio preparado y utensilios cómodos para facilitar y agilizar el análisis.

Especificaciones

Cantidad: /paquete