



Agua de dilución tamponada, paquete de 25 sobres

# de producto:	2143166
USD Precio:	Contacto Hach
Disponible	

Los sobres de agua de dilución tamponada de Hach, cuando se preparan de acuerdo con las instrucciones, están formuladas según las especificaciones descritas en Standard Methods para el Análisis de Agua y de Aguas residuales, 9050C.1.a.1 "Agua tamponada".

Sobres de agua de dilución tamponada, referencia 2143166, contienen 25 sobres de cloruro de magnesio y dihidrogenosfato de potasio. Producen 25 L de agua de dilución (1 sobre de cloruro de magnesio + de dihidrogenosfato de potasio por 1 litro).

Soluciones completas para el análisis de aguas recreativas

Hach ofrece una gran variedad de disoluciones y equipos para satisfacer todas las diversas necesidades de análisis.

Soluciones completas para el análisis de agua residual

Hach cuenta con disoluciones preparadas y equipos para facilitar y agilizar el análisis de aguas residuales y no potables.

Soluciones completas para el análisis de agua potable

Sea cual sea el método que el cliente elija para examinar las muestras

de agua, Hach cuenta con medio preparado y utensilios cómodos para

facilitar y agilizar el análisis.

Especificaciones

Cantidad:	Paquete de 25
-----------	---------------