



Be Right™



## Agar R2A, deshidratado, 500 g

# de producto:	2281034
USD Precio:	Contacto Hach
Disponible	

Medio con nivel bajo de nutrientes para recuento y cultivo de bacterias de agua potable. Se utiliza para métodos de vertido o extensión en placa y MF; descritos en la 16ª edición de los métodos estándar. Se recomienda para predecir la nitrificación de forma más exacta en sistemas de agua potable con cloraminas como desinfectante secundario.

---

### Especificaciones

Cantidad:	500 g
Media Type:	R2A Agar