



Be Right™



## MEL/P-A safe drinking water lab

# de producto:

2569600

USD Precio:

Contacto Hach

Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



### MEL/P-A Safe Drinking Water Lab

El laboratorio económico y portátil supervisa los parámetros clave de calidad del agua, además de total de coliformes y Escherichia coli (Método de presencia-ausencia).

Contiene incubador y bastidor portátiles, lámpara UV, bolsas Whirlpak con tiosulfato, probador de pH y TDS Pocket Pal, termómetro, marcador permanente

**Sustancias químicas y productos de muestreo/filtración únicamente. Elija los medios y pídalos por separado.**

Includes all necessary apparatus and reagents for chemistry and microbiological testing

**Determinación de nitrato y cloro con el método visual de discos de color**

Chlorine and nitrate determined using Hach's color disc visual comparator methods

**Incubador portátil utilizado para determinar coliformes totales y fecales directamente en el campo**

Portable incubator used to determine total and fecal coliforms directly in the field

**Medición de pH y TDS con probadores portátiles**

---

### Especificaciones

Sensibilidad:

CFU/mL