



Be Right™



Laboratorio de coliformes totales y E. coli MEL/MPN

de producto: 2569800
USD Precio: Contacto Hach
Llamar para consultar fecha de envío

MEL/MPN Lab

Laboratorio de coliformes totales y E. coli MEL/MPN. Incluye: incubadora portátil, lámpara UV portátil, marcador, termómetro e insumos para muestreo/filtración para 50 pruebas. Medios no incluidos (solicitar por separado; ver el manual sobre las páginas de descarga). Para aguas residuales

Perfecto para el análisis en terreo o laboratorio

Contiene todos los equipos y accesorios necesarios para realizar un análisis microbiológico.

Especificaciones

Número de tests: 100
Sensibilidad: <1,1 MPN/100