



Be Right™



Caldo m-TGE/TTC, ampollas plásticas, paq. 50

de producto: 2428450
USD Precio: Contacto Hach
Disponible

m-TGE w/TTC, ampollas plásticas de 2 ml. paq. 50.

Soluciones integrales para realizar pruebas en aguas de balnearios
Hach brinda una variedad de medios y aparatos para satisfacer

los requerimientos de pruebas de agua de balnearios.

Soluciones integrales para realizar pruebas en aguas residuales

Hach ha preparado medios y aparatos convenientes para facilitar y simplificar las pruebas en aguas residuales y agua no potable.

Soluciones integrales para realizar pruebas en agua potable

Cualquiera sea el método elegido por un cliente para examinar muestras de agua potable, Hach cuenta con medios preparados y aparatos convenientes para facilitar un rápido proceso de realización de pruebas.

Especificaciones

Cantidad:	50 /pk
Material:	Plastic
Media Type:	m-TGE/TTC Broth