




Ampollas de caldo m-Colibblue24 (paq/50)

# de producto:	2608450
USD Precio:	Contacto Hach
Disponible	

Medios preparados para detección simultánea de E.coli y total de coliformes en filtro en 24 horas.

50 ampollas de plástico de 2 mL.

Solo debe utilizarse m-Colibblue24 con almohadillas fabricadas por las siguientes empresas/marcas: Pall Corporation (p. ej., placas Petri estériles con almohadillas absorbentes), productos de marca propia o de fabricantes originales fabricados por Pall Gelman, Sartorius (almohadillas de celulosa y fibra de vidrio), productos de Sartorius BioSart con la placa Petri integrada y almohadillas esterilizadas Millipore EO. Ninguna otra almohadilla es compatible con el producto, y el uso de cualquier almohadilla que no sea las recomendadas puede producir datos no fiables e imprecisos.

Detección simultánea de total de coliformes y E.coli en solo 24 horas.

El caldo m-ColiBlue24 de Hach detecta e identifica simultáneamente tanto coliformes totales como Escherichia coli (E. coli). El período de incubación es de 24 horas para obtener una enumeración completa. No hay pasos de confirmación.

Manipulación sencilla con medio selectivo predosificado

m-ColiBlue24 ayuda a identificar la diferencia entre coliformes y E. coli - E. coli son de color azul, otros coliformes son de color rojo y los coliformes totales son la suma de ambos. Así de simple.

Rentable: no se necesitan comparadores de color o lámparas fluorescentes

Con m-ColiBlue24 no es necesario usar lámparas fluorescentes ni comparadores de colores, ya que la interpretación de los resultados se realiza mediante una sencilla identificación visual.

Sensibilidad superior hasta 1CFU/100 mL

Enumere los resultados de las pruebas directamente con el caldo m-ColiBlue24. El caldo m-ColiBlue24 es más preciso y exacto que los métodos de prueba basados en estadísticas, por ejemplo, Número más probable (MPN) y tubos múltiples de fermentación (MTF).

Realice tanto pruebas de emergencia como controles de rutinas.

El caldo m-ColiBlue24 es el mejor medio de 24 horas, aprobado por EPA para realizar enumeraciones de coliformes totales y E. coli.

Especificaciones

Cantidad:	50 50/paq
Material:	Plástico
Media Type:	m-Colibblue24 Broth