



Reactivo de Ácido cítrico/Surfactante para el análisis de Sílice

de producto: 2347003 Peligroso

USD Precio: Contacto Hach Disponible



Reactivo de Ácido cítrico/Surfactante (2,9 L) utilizado en el analizador de Sílice Serie 5000.

Especificaciones

Cantidad: 2.9 L

Condiciones de almacenamiento: Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.

Instrumento: 5500sc Silica

Parámetro: Silica Rango de medición: N/A

Accesorios requeridos

- Guantes, desechables, sin polvo, nitrilo, medianos (Item 2550502)
- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)